


Cavoy 產品型錄

蛋白質鑄膠 + 電泳



CAVOY Mini P-4小型垂直電泳 四片膠系統

【含Mini P-電泳槽下槽、Mini P-電泳槽上蓋(附電纜線)、製膠基座二合x2、製膠支架x4、密封防漏膠墊x4、Mini P-電極芯、Mini P-共用電極芯、厚玻片厚邊條x5、短玻片x5、上樣托架、齒梳、10孔x5、剝膠鏟x2、操作手冊】

貨號	內容物
MP-8000E	搭配 0.75 mm 厚玻片厚邊條與齒梳
MP-8001E	搭配 1.0 mm 厚玻片厚邊條與齒梳
MP-8005E	搭配 1.5 mm 厚玻片厚邊條與齒梳



CAVOY Mini P-4小型垂直電泳 兩片膠系統

【含Mini P-電泳槽下槽、Mini P-電泳槽上蓋(附電纜線)、製膠基座二合一x1、製膠支架x2、密封防漏膠墊x2、Mini P-電極芯、厚玻片厚邊條x5、短玻片x5、上樣托架、齒梳、10孔x5、剝膠鏟x2、操作手冊】

貨號	內容物
MP-8002E	搭配 0.75 mm 厚玻片厚邊條與齒梳
MP-8003E	搭配 1.0 mm 厚玻片厚邊條與齒梳
MP-8006E	搭配 1.5 mm 厚玻片厚邊條與齒梳

蛋白質轉漬




貨號	品名
MP-3030	Mini TBC 轉漬槽組 【含 Mini P-4 轉漬槽上蓋和下槽、轉漬槽電極架、三明治夾板x2、海綿墊x4、冰盒、操作手冊】

電源供應器系列

Power Supply




貨號	電源供應器	規格
PP-1151	Power Bs 通用型	300V / 600mA / 100W
PP-1152	Power BC 高電流	300V / 2.0A / 200W
PP-1156	Power BV 高電壓	600V / 800mA / 200W



貨號	品名
MP-3040	Trans-SD 半乾式轉漬組



配件一覽表



貨號	品名
MP-1100	短玻片, 5片
MP-1110	短玻片, 10片




貨號	品名
MP-1101	厚玻片0.75 mm厚邊條, 5片/盒
MP-1102	厚玻片1.0 mm厚邊條, 5片/盒
MP-1103	厚玻片1.5 mm厚邊條, 5片/盒



貨號	品名
MP-1200	齒梳 0.75 mm, 10孔, 最大樣品體33ul/孔, 5個
MP-1201	齒梳 1.0 mm, 10孔, 最大樣品體44ul/孔, 5個
MP-1202	齒梳 1.5 mm, 10孔, 最大樣品體66ul/孔, 5個
MP-1203	齒梳 0.75 mm, 15孔, 最大樣品體20ul/孔, 5個
MP-1204	齒梳 1.0 mm, 15孔, 最大樣品體26ul/孔, 5個
MP-1205	齒梳 1.5 mm, 15孔, 最大樣品體39ul/孔, 5個



貨號	品名
MP-1206	2-D/Prep齒梳, 1.0mm, 5個



MP-3111 製膠基座彈簧夾, 1個

貨號	品名
MP-8300	製膠基座二合一



貨號	品名
MP-8331	密封防漏膠墊(灰), 2個



貨號	品名
MP-8350	製膠支架




貨號	品名
MP-8120	Mini P-電泳槽上蓋 (附電纜線)



貨號	品名
MP-8110	Mini P-電泳槽下槽




貨號	品名
MP-8150	專用電纜線(紅/黑)




MP-P00-001 電極柱



貨號	品名
MP-8210	Mini P-4電極芯 (有突出電極)



貨號	品名
MP-8220	Mini P-4共用電極芯 (平頭電極)



貨號	品名
MP-8240	電極芯夾, 1個



貨號	品名
MP-8230	U型密封圈, 2個



貨號	品名
MP-8310	剝膠鏟




貨號	品名
MP-8320	電泳槽替代檔板



貨號	品名
MP-8500	10孔上樣托架(黃)
MP-8550	15孔上樣托架(藍)



貨號	品名
MP-8800	玻璃片晾乾架



貨號	品名
MP-4010	多片鑄膠器 (gel size : 8.3 x 7.3cm, 一次 12片)



貨號	品名
MP-4015	壓克力檔板, 9片



貨號	品名
MP-4016	分隔板, 15片



貨號	品名
MP-3035	Mini-TBC小型轉漬芯 (含轉漬槽電極架、三明治夾板x2、海綿墊x4、冰盒)



貨號	品名
MP-3120	三明治夾板



貨號	品名
MP-3130	冰盒(藍)



貨號	品名
MP-3140	轉漬槽電極架 (不含三明治夾板、海綿墊、冰盒)



貨號	品名
MP-3150	蛋白轉漬用滾筒



貨號	品名
MP-3110	海綿墊(白), 4片



貨號	品名
MP-3166	轉漬用濾紙, 14x17cm, 25片
MP-3168	轉漬用濾紙, 21x25cm, 50片
MP-3169	轉漬用濾紙, 21x25cm, 20片