

Paper出的去  
經費省下來  
升等 畢業順利來




## EZ Gel Solution

做膠真EASY~輕鬆、快速、效果好!!

- 快速 - 15分鐘快速凝膠
- 方便 - 無需Acrylamide，僅需添加**APS**與**TEMED**即可
- 簡單 - 可不需做上膠，單一濃度即可做出梯度凝膠的效果
- 經濟 - 一片膠僅需**銅板價格**
- 穩定 - 室溫保存免冷藏

貨號	品名	包裝	售價
JB02-B008M	EZ Gel Solution, 8%		
JB02-B010M	EZ Gel Solution, 10%	100ml /	<b>1,200 /</b>
JB02-B012M	EZ Gel Solution, 12%	500 ml	<b>4,200元</b>
JB02-B015M	EZ Gel Solution, 15%		


EZ Gel-買500ml x 2送 1L x 4瓶  
(TBS, PBS, Running, Transfer).



比較T-pro EZ gel solution與市售gradient gel跑膠效果  
(左) T-pro EZ gel solution單一濃度即可做出gradient gel的效果  
(右) 市售gradient gel跑膠結果


## Western Blot ECL首選

LumiFast Plus **高靈敏度**



Substrate混合後加入、曝光5分鐘的表現

LumiLong Plus **訊號持久穩定**



Substrate混合均勻等待1小時後加入、曝光5分鐘的表現。

買一送一

貨號	品名	包裝	售價
JT96-K002M	LumiFast Plus	250ml*2	<b>3,600</b>
JT96-K004M	LumiLong Plus	250ml*2	<b>7,200</b>

Protein ladder買5送5，再送LumiLong Plus  
一組和6X Protein sample buffer, 10ml

## BCA Protein Assay Kit

- 快速：一小時迅速定量
- 穩定：線性高、再現性優
- 高靈敏度：可偵測**20-2000 µg/ml**蛋白質

貨號	品名	包裝	售價
JB04-D001	BCA Protein Assay Kit	500 Assays	<b>3,600</b>

## Protein Sample Buffer

買一送一

貨號	品名	包裝	售價
JB06-F002	T-Pro Laemmli (SDS sample) Reagent (reducing 4X)	10ml	1,800
JB06-F003	T-Pro Laemmli (SDS sample) Reagent (non-reducing 4X)	10ml	1,800



# 細胞轉染的好幫手 ~ 想到Transfection，就想到

## Non-Liposome Transfection Reagent (NTR) Series

- ✓ 顆粒小、穿透性佳！ Polymer-Based設計，細胞毒性遠低於 Liposome-Based試劑
- ✓ 超省錢！ 用量比它牌省
- ✓ 步驟簡單！ 轉染後24hr內無須更換新的培養基
- ✓ 多種細胞適用！ 適用於多種 tumor cell 以及 primary cell

<NTR I>  
一代轉染、CP值超高




Figure A1 and A2.  
3ug DNA and 9ul “  
T-Pro Non-liposome  
transfection Reagent I  
(NTR I)




Figure B1 and B2.  
3ug DNA and 9ul “  
T-Pro Non-liposome  
transfection Reagent  
II (NTR II)

<NTR II>  
二代轉染、效果加倍




Figure C1 and C2.  
5ug DNA and 15ul “  
T-Pro Non-liposome  
transfection Reagent II  
(NTR II)




Figure D1 and D2.  
5ug DNA and 15ul “  
T-Pro Non-liposome  
transfection Reagent  
I (NTR I)

適用細胞：HEK293, 293T, 293E, BHK, CHO, COS1, COS7, HeLa, Vero, PC3, L929, NIH 3T3, Human Foreskin Fibroblasts (HFF) primary cells, Bovine Aorta Endothelial cells (BAEC) Sf9, Sf21

貨號	產品名	包裝	售價
JT97-N001M	NTR I	1 ml	3,000
JT97-N002M	NTR II	1 ml	3,600

## 隨手噴一噴，Mycoplasma遠離您

### T-Pro MycoClean spray

產品特色 Mycoclean spray買5送1

1. 快速清除bench或CO<sub>2</sub>培養箱之mycoplasma
2. 操作簡單 - 噴嘴式型，只需要輕輕一噴
3. 安全無毒 - 非腐蝕性試劑，不致癌
4. 應用範圍廣 - 適合用於實驗室任何設備
5. 保存方便 - 室溫保存即可



貨號	產品名稱	包裝	售價
JT90-R002	MycoClean spray	500ml/BT	1,500

## 水浴槽/CO<sub>2</sub>細胞培養箱專用抑菌劑

### T-Pro Aqua EZ Clean

產品特色 Aqua EZ Clean (100ml) 買5送1

1. 非揮發性物質
2. 操作簡單 - 隨手滴幾滴，可有效抑制水浴槽的細菌生長
3. 顏色變化指示 - 當水從藍紫色轉成淺黃色時，即需更換水
4. 保存方便 - 保存於4℃即可

貨號	產品名稱	包裝	售價
JT90-R001S	Aqua EZ Clean	100ml/BT	1,200
JT90-R001M		500ml/BT	5,000

