


96-Well LOFT Plate®

讓測定內毒素提升到更高境界!

iBiochips利用創新的孔洞加上微流通道設計,操作更加節省試劑,結果判讀更精準,市面上的內毒素試劑套組都適用。



產品六個特色



簡易操作,利用離心混和檢體與試劑



避免環境中內毒素汙染



節省85%的LAL與內毒素試劑



改善結果判讀的準確性




有效防止液體蒸發



適用於市面上各家的內毒素檢測試劑

簡易操作步驟


① 加入檢體與試劑



② 離心



③ 反應後測讀值



不要忽略內毒素對實驗所帶來的影響

內毒素非細菌/病毒實驗專有，實驗室環境中無所不在

有效避開內毒素
造成的免疫反應



- ① 細胞內發炎反應
- ② 動物內毒素休克及其他副作用



大幅提升實驗
的正確性


Endotoxin Removal System

- ✓ 品質穩定、去除效率高
- ✓ 操作簡單、提升實驗效率
- ✓ 吸附能力好，可去除 >2,000,000 EU/ml
- ✓ Resin可重複使用
- ✓ 包裝含耗材一應俱全，不須額外準備

貨號	品名	包裝
L00338	ToxinEraser™ Endotoxin Removal Kit	1 Kit
L00402	ToxinEraser™ Endotoxin Removal Resin	1 ml

Endotoxin Detection Assay Kit

- ✓ 偵測數值線性好，實驗再現性一級棒
- ✓ 即開即用包裝，讓您實驗順利沒煩惱
- ✓ 高靈敏度，偵測範圍廣 (0.005-1EU/ml)
- ✓ 操作簡易快速，提升實驗效率



品名	ToxinSensor™ Chromogenic LAL Endotoxin Assay Kit	ToxinSensor™ Gel Clot Endotoxin Assay Kit	ToxinSensor™ Single Test Kit
靈敏度	0.005-1 EU/ml	0.25 EU/ml	0.015 EU/ml-0.25 EU/ml
Reconstitute LAL with LAL Reagent Water	Yes	Yes	No
分光光度計需求	Yes (OD 545nm)	No	No
包裝內容	Ready-to-use reagents Endotoxin-free tips & tubes	Ready-to-use reagents Endotoxin-free tips & tubes	Ready-to-use reagents
樣品要求	Colorless and Clear liquid	N/A	N/A
包裝大小	L00350C (16 rxns) L00350 (32 rxns)	L00351 (40 assays)	L00447 - L00451 (20/ 40 assays)
應用	精準定量	簡易偵測套組	快速偵測套組

