



蛋白分析接力賽

讓儀器們幫你代勞，

釋放你的雙手雙腳，奔向自由的2022吧！

活動時間 **10/1至12/15**

第1棒

Protein Coating 5 mins



#SW-MAS-01

MAS

原價 ~~\$200,000~~，特價 **\$160,000**

再送**兩箱EL-1190-FC**

Micro-Plates Flat type, with Lid #EL-1190-FC
1ea/pk, 50ea/cs (原價 \$2,500/箱)

第2棒

Staining 10 mins



#L00657

eStain

原價 ~~\$250,000~~，特價 **\$185,000**

再送**三組耗材**(L00753)

eStain L1C Protein Staining Kit #L00753
原價\$5,900、優惠價\$5,000、五組\$24,000、十組\$43,000

第3棒

Transfer 9-17 mins



#L00686

eBlot

原價 ~~\$250,000~~，特價 **\$185,000**

再送**三組耗材**(L00724、L00726 任選)

eBlot L1 Transfer sandwich (不含膜,含NC用緩衝液) #L00724
eBlot L1 Transfer sandwich (不含膜,含PVDF用緩衝液) #L00726
原價\$8,800、優惠價\$7,500、五組\$32,500、十組\$55,000

第4棒

Detection 1 hr



#L00816

eZWest

定價 \$150,000

買就送**五組 SurePAGE**

(高品質預製膠) 任選規格 原價\$3,950x5

eStain™ L1 Protein Staining 全自動蛋白質染色儀

應用 快速蛋白質膠 & 轉漬膜染色

優點 (1) 反應快速, 只要10分鐘


(2) 全自動化操作, 試劑自動注入排出

(3) 一次兩片, 可獨立操作

(4) 適用所有膠體 & 轉漬膜種類



高靈敏度 (12.5 ng)





1. E.coli cell lysate;
2, 3. Protein ladder,
5/2.5 μl (GenScript,
MM1397-500);
4-9. BSA 200, 100, 50, 25,
12.5, 6.25 ng;
10. E.coli cell lysate

以不同蛋白質樣本跑電泳後, 以 eStain™ 染色9分30秒。

高重複性、染色均勻

Ponceau S 染色也行



(左) PAGE-MASTER Protein Standard Plus, (GenScript, MM1397-500)
(右) Pre-stained protein standard (GenScript, M006245); unstained
PAGE-Master protein standard (GenScript, M00516)
跑電泳後, 以 eStain™ 染色9分30秒。

eBlot™ L1 Transfer System 溼式快速WB轉漬儀

應用 快速蛋白質轉漬 Transfer


優點 (1) 反應快速, 只要9-17分鐘

(2) 轉漬效率市面上最強, 贏過其他競爭品牌

(3) 全自動化操作, 試劑自動注入排出

(4) 一次兩片, 可獨立操作


(5) 適用所有膠體種類



勝!

國外客戶分享 極致體驗

Dr. Antoni Barriento 感謝 eBlot 成功轉漬 1200 kD 蛋白, 只要20分鐘



eZwest™ Lite 全自動上抗儀

應用 快速完成上抗步驟

優點 (1) 全自動操作確保每次實驗的一致性


(2) 自動回收一抗以供重複使用

(3) 可依各種原實驗條件進行調整實驗程序

(4) 只需要裝好試劑, 過程中完全無須操作




精益求精, 穩定輸出DATA



與傳統方法的結果相比, eZwest™ 有類似甚至更好的實驗效果。重要的是, eZwest™ 每次都能提供一致且可重複的結果。

來自客戶端實戰經驗

eZwest產生的band更為清晰




Molecular Adsorbing Superformer™ 分子吸附超效儀

應用 蛋白質吸附Coating


- 優點**
- (1) 有效迅速縮短實驗時程，當天即可獲得數據！
 - (2) 專利Coating技術，使蛋白質(抗體)迅速均勻Coating至微孔盤(microplate)表面。
 - (3) 可同時進行兩盤微孔盤Coating，提高效率、節省時間。
 - (4) 適用各種8.5 x 13 cm 尺寸微孔盤(microplate)，應用性廣泛。




MAS實測coating效果超快速！



MAS展現絕佳之重複性: CV<10%



蛋白質電泳與轉漬系列



原價\$35,050
優惠價\$24,500

ProPAGE 蛋白質4片膠電泳槽系統

【含電泳梳(10孔)x5、電泳梳(15孔)x5、厚玻板x5、短玻片(10片)、製膠基座x4、製膠支架x4、密封防漏膠墊x5、電極芯、共用電極芯、電泳槽替代檔板、剝膠鏟、10孔上樣托架、垂直電泳槽上蓋(帶電纜線)、下槽】

| 貨號 | 內容物 |
|---------------|---------------------|
| CVS84BSYS0.75 | 搭配 0.75mm 厚玻片厚邊條與齒梳 |
| CVS84BSYS | 搭配 1.0 mm 厚玻片厚邊條與齒梳 |
| CVS84BSYS1.5 | 搭配 1.5 mm 厚玻片厚邊條與齒梳 |

合購CVS84BSYS系列+CVS8-BI = \$39,500



原價\$23,460
優惠價\$16,400

ProPAGE 蛋白質2片膠電泳槽系統

【含電泳梳(10孔)x3、電泳梳(15孔)x3、厚玻板x3、短玻片(5片)、製膠基座x2、製膠支架x2、密封防漏膠墊x3、電極芯、電泳槽替代檔板、剝膠鏟、10孔上樣托架、垂直電泳槽上蓋(帶電纜線)、下槽】

| 貨號 | 內容物 |
|---------------|---------------------|
| CVS82BSYS0.75 | 搭配 0.75mm 厚玻片厚邊條與齒梳 |
| CVS82BSYS | 搭配 1.0 mm 厚玻片厚邊條與齒梳 |
| CVS82BSYS1.5 | 搭配 1.5 mm 厚玻片厚邊條與齒梳 |

合購CVS82BSYS系列+CVS8-BI = \$32,000

蛋白質轉漬



原價\$25,860
優惠價\$18,100

miniBLOT蛋白質垂直轉漬槽系統

| 貨號 | 內容物 |
|---------|---|
| CVS8-BI | 【含轉漬槽電極架、三明治夾板x2、海綿墊(黑色)x5、冰盒x2、垂直電泳槽上蓋(帶電纜線)、下槽】 |



原價\$50,110
優惠價\$35,000


| 貨號 | 品名 |
|---------|-----------------|
| MP-3040 | Trans-SD 半乾式轉漬組 |



(1.0 mm)



(0.75 mm)



(1.5 mm)

| 貨號 | 品名 | 包裝 | 原價 |
|---------|-------------------|------|-------|
| OBWP002 | 電泳梳, 1.0 mm, 10孔 | 5片/盒 | 1,930 |
| OBWP003 | 電泳梳, 1.0 mm, 15孔 | 5片/盒 | 1,930 |
| OBWP004 | 電泳梳, 0.75 mm, 10孔 | 5片/盒 | 1,930 |
| OBWP005 | 電泳梳, 0.75 mm, 15孔 | 5片/盒 | 1,930 |
| OBWP006 | 電泳梳, 1.5 mm, 10孔 | 5片/盒 | 1,930 |
| OBWP007 | 電泳梳, 1.5 mm, 15孔 | 5片/盒 | 1,930 |

| 貨號 | 品名 | 包裝 | 原價 |
|---------|----------------|------|-------|
| OBWP008 | 厚玻板, 0.75 mm邊條 | 5片/盒 | 2,210 |
| OBWP009 | 厚玻板, 1.0 mm邊條 | 5片/盒 | 2,210 |
| OBWP010 | 厚玻板, 1.5 mm邊條 | 5片/盒 | 2,210 |

| 貨號 | 品名 | 包裝 | 原價 |
|------------|-----------|-------|-------|
| OBWP011-5 | 短玻片(5片裝) | 5片/盒 | 670 |
| OBWP011-10 | 短玻片(10片裝) | 10片/盒 | 1,180 |

OBWP026 製膠基座彈簧夾, 1個 原價 750



| 貨號 | 品名 | 包裝 | 原價 |
|---------|----------|----|-------|
| OBWP012 | 製膠基座(單個) | 1個 | 3,400 |



| 貨號 | 品名 | 包裝 | 原價 |
|---------|------|----|-------|
| OBWP013 | 製膠支架 | 1個 | 1,580 |



| 貨號 | 品名 | 包裝 | 原價 |
|---------|---------|------|-----|
| OBWP014 | 製膠支架樞紐片 | 2個/包 | 450 |



| 貨號 | 品名 | 包裝 | 原價 |
|---------|-----------------------|------|-------|
| OBWP015 | 密封防漏膠墊 (矽膠材質、白色透明) | 5個/包 | 1,750 |



| 貨號 | 品名 | 包裝 | 原價 |
|---------|-------|------|-------|
| OBWP016 | U型密封圈 | 2條/包 | 1,200 |



| 貨號 | 品名 | 包裝 | 原價 |
|---------|-------|------|-------|
| OBWP017 | 電極芯夾子 | 2個/包 | 2,000 |



| 貨號 | 品名 | 包裝 | 原價 |
|---------|-----|----|-------|
| OBWP018 | 電極芯 | 1個 | 9,180 |



| 貨號 | 品名 | 包裝 | 原價 |
|---------|-------|----|-------|
| OBWP019 | 共用電極芯 | 1個 | 8,930 |



| 貨號 | 品名 | 包裝 | 原價 |
|---------|---------|----|-----|
| OBWP020 | 電泳槽替代檔板 | 1個 | 730 |



| 貨號 | 品名 | 包裝 | 原價 |
|---------|-----|----|-----|
| OBWP021 | 剝膠鏟 | 1個 | 410 |



| 貨號 | 品名 | 包裝 | 原價 |
|---------|---------|----|-----|
| OBWP022 | 10孔上樣托架 | 1個 | 520 |



| 貨號 | 品名 | 包裝 | 原價 |
|---------|-------------------|----|-------|
| OBWP023 | 垂直電泳槽上蓋 (帶電纜線) | 1個 | 3,970 |



| 貨號 | 品名 | 包裝 | 原價 |
|---------|----|----|-------|
| OBWP024 | 下槽 | 1個 | 6,280 |



| 貨號 | 品名 | 包裝 | 原價 |
|---------|----------------|----|-------|
| OBWP025 | 專用電纜線 (紅/黑) | 1個 | 2,250 |



| 貨號 | 品名 | 包裝 | 原價 |
|---------|--------|----|--------|
| OBMT002 | 轉漬槽電極架 | 1個 | 15,360 |



| 貨號 | 品名 | 包裝 | 原價 |
|---------|-------|----|-------|
| OBMT003 | 三明治夾板 | 1個 | 1,470 |



| 貨號 | 品名 | 包裝 | 原價 |
|---------|---------|------|-----|
| OBMT004 | 海綿墊(黑色) | 5個/包 | 520 |



| 貨號 | 品名 | 包裝 | 原價 |
|---------|----|----|-----|
| OBMT005 | 冰盒 | 1個 | 430 |



| 貨號 | 品名 | 包裝 | 原價 |
|---------|---|----|--------|
| OBMT010 | 小型轉漬芯 (含轉漬槽電極架、 三明治夾板x2、 海綿墊x5、冰盒x2) | 1組 | 19,210 |



| 貨號 | 品名 | 包裝 | 原價 |
|---------|---------|------|-----|
| MP-3110 | 海綿墊(白色) | 4個/包 | 520 |

【註1】此促銷方案需隨貨開發票

【註2】本公司保有更換贈品的權利

【註3】此促銷方案不計入滿額贈