

年末感恩季大放送

# 萌雞高蛋白菜單

活動期間:10/1至12/15止



換購品項請掃描  
QR code



優惠實施中，  
買越多，  
送越多！

## 蛋白質定量好幫手 Bradford & BCA assay

Bradford & BCA assay 為傳統測定蛋白質濃度的方式，優點在於方便又便宜，以可見光方式偵測。  
Bradford 和 BCA assay 比較表，方便你做選擇！

T-Pro  
BIOTECHNOLOGY

	T-Pro Bradford Protein Assay kit (1X)	T-Pro BCA Protein Assay kit
Reducing agent	相容	不相容
反應時間	短 (5-10分鐘)	長 (30分鐘)
反應溫度	較方便 (室溫)	不方便 (37°C)
線性度	差	佳
偵測範圍	1-200 mg/mL	20-2000 mg/mL
貨號	JB04-D002	JB04-D001
包裝	500ml / BT	500assay / KIT
售價	\$2,100	\$4,500
<b>優惠價</b>	<b>\$1,890</b>	<b>\$4,050</b>

(1) 歡迎搭配 [BSA 標準品 Albumin Standard (2.0 mg/ml) (5x1 mL, # JB04-D001C)] !

(2) 強力推薦 [OmicsBio 6X Protein Loading Buffer (2ME) (10mL, #OBP210)]。



Code: 2021Q309-07

【註1】此促銷方案需隨貨開發票

【註2】本公司保有更換贈品的權利

**Omics Bio**  
盟基生物科技

Web: [www.omicsbio.com.tw](http://www.omicsbio.com.tw)  
Mail: [info@omicsbio.com](mailto:info@omicsbio.com)  
免付費電話: 0800-222-082

台北總公司  
T : 02-8698-2268  
F : 02-8698-2228

高雄分公司  
T : 07-223-6080  
F : 07-223-8205

官網

ID : @omicsbio




# 多樣化蛋白質標準品 Protein Ladder


## Western 壓片專用蛋白質標準品

### WB-MASTER Protein Standard (#M00521, 250 uL, 售價2,000, 優惠價1,400)

本身沒有顏色,但是能夠結合 IgG 的 Fc 區域,  
直接提取一抗和二抗,因此可和樣本一起成色



Loading samples & protein ladders → 蛋白質電泳 → 轉漬 → 一抗二抗 → 加 HRP substrate



4-20% Bis-Tris



一起壓片  
好方便


7折

## 一般蛋白電泳標準品



### AccuRuller RGB Prestained Protein Ladders

(#02101-250, 250 uL, 售價 2,200)



盟基  
人氣款

### 促銷方案


- 1 買1送1
- 2 買5送6
- 3 買20送15, 再送「兩片膠系統一組」(市值 23,460元)



### Broad Multi Color Pre-stained Protein Standard

(#M00624-250, 250 uL, 售價 4,200, 優惠價 3,000)

(#M00624-1250, 250 uLx5, 售價16,700, 優惠價11,600)



4-20% Bis-Tris

四種顏色  
最清晰

## 預混型蛋白膠體快速配置液




創新配方,預先混合緩衝液和 acrylamide,不須接觸高  
濃度 acrylamide,只需加入 TEMED 和 APS 即可鑄膠\*

### 優點:

1. 蛋白質分離效果卓越,媲美梯度膠
2. 不須外加 acrylamide
3. 15分鐘快速凝膠
4. 室溫保存至少一年
5. TGS, MOPS running 都適用\*\*
6. 經濟划算,只須梯度膠1/5價格

### 買三罐加贈

T-Pro MOPS/SDS running Buffer (20X) (#JB07-G003) x1瓶



T-pro EZ gel solution與他牌預製梯度凝膠之電泳圖比較:  
以不同的膠體分離 Omics RGB Prestained Protein Ladder (#02101-250),圖中個別膠體實驗的電泳時間經過測試,以達最佳的蛋白質分離效果。建議高濃度膠體可適當延長電泳時間。

貨號	品名	包裝	售價	優惠價
JB02-B008M	T-Pro EZ Gel Solution, 8%	500 mL	6,000	4,500
JB02-B010M	T-Pro EZ Gel Solution, 10%			
JB02-B012M	T-Pro EZ Gel Solution, 12%			
JB02-B015M	T-Pro EZ Gel Solution, 15%			

\*盟基提供 APS (#AB0072) 和 TEMED (# TB0508)

\*\*搭配 MOPS 效果更好,歡迎選購 T-pro MOPS/SDS running buffer (20X) (500mL, #JB07-G003) 買一送一

# 方便使用預製梯度膠 Pre-cast gel

## SurePAGE™ precast gels (10X8)

**價格最划算，效果再升級！**

效期長達18個月

✓ 應用：蛋白質電泳預製膠，可直接使用，省下鑄膠時間


✓ 優點：

1. **高穩定性**：Bis-Tris 系統，中性 pH 值，降低 acrylamide 水解
2. **方便簡單**：Well 體積大又寬，標示清楚好 loading
3. **再現性高**：品質穩定，批次間差異小
4. **相容性高**：適用於多數電泳系統



MOPS Buffer 適合分離 >30 kDa  
MES Buffer 適合分離 <30 kDa  
趕緊挑選適合您的running buffer吧！

SurePAGE 和他家比，解析度更漂亮



MES SDS Running Buffer Powder - 1 box(5包) #M00677

**\$1,500，加購價\$600**


T-pro MOPS/SDS running buffer (20X) (500mL, #JB07-G003)

**售價\$2,500，買1送1**

僅此一次，錯過不再！

% of gel	孔數	最大樣品量	建議樣品量	貨號	包裝/售價
4-12%	10, 12, 15	80, 60, 40 uL	60, 45, 30 uL	M00652, M00653, M00654	1組(10片) 3,950元
4-20%				M00655, M00656, M00657	
8-16%				M00658, M00659, M00660	
8%				M00661, M00662, M00663	
10%				M00664, M00665, M00666	
12%				M00667, M00668, M00669	

使用 LDS sample buffer 解析度更好



**年末僅此一波大回饋！**

✓ 原價\$3,950元，回饋價**\$2,000元** (每實驗室限購一盒)

✓ 購買5組，**只要\$17,500**

✓ 購買10組，**只要\$30,000**，再加送2組和2瓶MOPS/SDS running buffer (20X) (500mL, #JB07-G003)

貨號	品名	包裝	售價
M00676-10	4X LDS Sample Buffer	10 mL	<b>1,800</b>

買一送一

# 蛋白質膠體安全染色



## One-Step Blue® Protein Gel Stain (#21003-1L)

1. 只要染色5-60分鐘後即可觀察，可不須沖洗
2. 無醋酸 or 甲醇，安全更升級
3. 靈敏度高：可偵測10-20 ng 蛋白質
4. 可選擇肉眼觀察 (藍色) 或 near-infrared 螢光觀察



可以選擇肉眼觀察 (藍色) 或是 near-infrared 螢光觀察

肉眼觀察 (藍色)

螢光觀察 (近紅外光)

Unstained Precision Plus Protein™ Standard (Bio-Rad) 兩倍序列稀釋，跑完電泳後，並以 One-Step Blue® Protein Gel Stain 染色60分鐘。(左) 肉眼觀察藍色訊號。(右) 波長800 nm 螢光 (近紅外光) 觀察。框框顯示蛋白量 (ng)。

染色後可不須沖洗

未退染

退染 overnight

蛋白質膠使用 One-Step Blue® Protein Gel Stain 染色後，(左) 沒有經過退染，直接觀察。(右) 以 ddH<sub>2</sub>O 退染過夜。

1. 轉漬膜染色請選擇 [Ponceau S solution (1L, #22001)]。
2. 蛋白質電泳實驗強力推薦 [預混型蛋白膠體快速配置液 T-Pro EZ Gel Solution (500mL, 四種濃度 #JB02-B008M, #JB02-B010M, #JB02-B012M, #JB02-B015M)]，只需TEMED和APS、15分鐘快速凝膠、效果媲美梯度膠!!

## 奶粉留著自己喝，快來使用T-pro blocking buffer

### 快速型

T-Pro Fast Blocking Buffer 具抗體和生物素/親和素系統的兼容性且，只需要5~10分鐘就能完成 blocking 步驟，與傳統的 blocking 方法相比，效果不減。



貨號	品名	包裝	售價
JK92-W001	T-Pro Fast Blocking Buffer (in PBS)	500 mL	3,000
JK92-W002	T-Pro Fast Blocking Buffer (in TBS)	500 mL	3,000

### 非蛋白型

T-Pro Protein Free Blocking Buffers 使用獨家的化合物成分，用於封閉 ELISA, Western blotting, arrays 和其他免疫化學實驗中過量結合位點。此產品減少糖基化的交叉反應和干擾等傳統蛋白質封閉試劑會遇到的問題且與抗體和生物素/親和素系統具兼容性。

貨號	品名	包裝	售價
JK92-W003	T-Pro Protein free Blocking Buffer (in PBS)	500 mL	3,000
JK92-W004	T-Pro Protein free Blocking Buffer (in TBS)	500 mL	3,000

# WB 轉漬膜 Blocking

全新螢光 WB Blocking 試劑 有data就敢大聲說話, 螢光WB必備品



## TrueBlack® WB Blocking Buffer Kit


✓ 應用: 螢光 Western-blotting 降低背景值 (HRP 冷光不適用)

✓ 優點:

1. 同時降低抗體 & 螢光染劑造成的非專一性背景值
2. PVDF & NC 轉漬膜皆可使用
3. 非動物性試劑, 適用所有抗體

貨號	包裝	售價	優惠價
23013-T	10 preps (100 mL)	4,800	<b>3,600</b>
23013	50 preps (500 mL)	18,800	<b>14,100</b>

降低背景值效果優於他牌



以螢光 WB 偵測 NIH-3T3 細胞中的 pErk1/2, 使用 gelatin, Odyssey® 或 TrueBlack® 做 blocking, 以 rabbit anti-pERK 一抗 & CF® 680R-Donkey anti-rabbit 二抗偵測抗原, 發現 TrueBlack® 背景值較低。

## 快速一分鐘! BlockPRO™ 1 Min Protein-Free Blocking Buffer

### 產品特點

- 作用更快速: 強化配方可縮短遮蔽時間為一分鐘
- 無蛋白質: 杜絕西方墨點法遮蓋液與蛋白樣本的交互作用

VISUAL PROTEIN

### 實驗數據



買 #23013-T、#23013、  
#BM01-500、#BM10-100  
就送 **Buffer 1瓶!**

**10X PBS buffer (1L)**  
**10X TGS buffer (1L)**  
**10X TG buffer (1L)**  
(三款任選一瓶)

### 訂購資訊

貨號	品名	包裝	售價	優惠價
BM01-500	BlockPRO™ 1 Min Protein-Free Blocking Buffer	500 mL	3,200	<b>3,000</b>
BM10-100	BlockPRO™ 1 Min Protein-Free Blocking Buffer(10X)	100 mL	5,760	<b>5,000</b>

## 傳統 WB Blocking 試劑 各種基本款, 從 BSA, Milk 到 Gelatin 應有盡有

除了上述兩種新款 Blocking reagent 之外, 盟基亦提供傳統使用的試劑, 包含 milk, BSA, gelatin, 和已經混和好緩衝液的粉末, 可直接加水使用。



分類	貨號	品名	包裝	售價
Milk	NB0669	Non-Fat Powdered Milk	250g	1,116
Gelatin	22011	Fish Gelatin Powder	2 x 50 g	3,600
	22010	10X Fish Gelatin Blocking Agent	100ml	4,000
	G9764	Gelatin	100 g/500 g	930 /3,887
BSA	AD0023	Albumin, heat shock isolation pH 7.0	5g/25 g/100 g	620 /1,860/6,820
BSA in buffer	SB0626	PBS Blocking buffer with BSA	1PK (1L with 3% BSA)	2,420
	SD8113	TBS blocking buffer with BSA	1PK (1L with 3% BSA)	2,420
Milk in buffer	SB0625	PBS Blocking buffer with non fat milk	1PK (1L with 5% milk)	1,240
	SD8104	TBS with non fat milk premix	1PK (1L with 5% milk)	961

# ECL Substrate 化學冷光呈色

[化學冷光] 靈敏度最佳

化學冷光靈敏度最高，而且訊號容易去除，membrane 可以重複標記抗體。

T-Pro  
BIOTECHNOLOGY

VISUAL  
PROTEIN

sensitivity

Low

High

產品名稱	LumiFast Plus	LumiLong Plus	LumiDura	LumiFlash™ Femto
貨號	JT96-K002M	JT96-K004M	JT96-K006M	LF24-100
包裝	250mL*2/Kit	250mL*2/Kit	250mL*2/Kit	50mL*2/Kit
售價	\$3,600	\$7,560	\$6,000	\$9,000
靈敏度	ng (10 <sup>-9</sup> )~pg (10 <sup>-12</sup> )	pg (10 <sup>-12</sup> )~fg (10 <sup>-15</sup> )	Low pg(10 <sup>-14</sup> ) ~zg(10 <sup>-19</sup> )	Low to mid fg
訊號穩定度	+	+++	+++	+++
應用	經濟划算型，手殘也不怕失敗	持續時間長，一瓶抵兩瓶	LumiLong Plus升級版，訊號更強	高靈敏度，偵測Femto級專用


**LumiLong Plus**  
**\$7,560**  
買一送一  
回購率**100%**

效果相同，  
價格更優惠

冷光筆 #LH03-10  
加購價**\$500**  
原價 \$1,500




## LumiLong Plus 訊號持久穩定



以293細胞萃取物為樣本並於序列稀釋後進行蛋白電泳，將市售 ECL 與 T-pro LumiLong Plus Substrate 加入，靜置1小時後，進行呈色顯影並觀察蛋白表現。由結果可知，LumiLong Plus 的訊號持久度優於其他市售 ECL。


## LumiFlash Femto 與同級產品相比，訊號更持久穩定、靈敏度更強

A.



HeLa cell細胞萃取物取7 µg做1/2序列稀釋後，進行蛋白質電泳。Anti-AKT一抗的稀釋濃度為1:2,500。

B.



HeLa cell細胞萃取物取7 µg做1/2序列稀釋後，進行蛋白質電泳。Anti-GAPDH一抗的稀釋濃度為1:10,000。


# LuminolPen™ 西方墨點法冷光筆

VISUAL  
PROTEIN

## ✓ 世界首創西方墨點法專用標記筆

- 用於標記預染蛋白質條帶，或者書寫記號。
- 呈色後直接比對目標蛋白位置。
- Blocking 前塗寫於轉漬膜上。

萌雞  
激推



貨號	品名	包裝	售價	優惠價
LH03-10	LuminolPen™, HRP System	可用100片	1,500	<b>1,200</b>

## WB 實驗必備小物

Elabscience®




Biomate



sartorius

盟基提供 Western-blotting 中必備小物，包含轉漬膜、轉漬用濾紙和顯影用的底片。



富士底片

買5送1



應用	貨號	品名	包裝	售價	優惠價
轉漬膜 (Transfer Membrane)	E-BC-R329	PVDF Membrane (0.22 μm) (8.5x6 cm)	10 張	4,000	<b>2,900</b>
			20 張	5,500	<b>3,900</b>
	E-BC-R266	PVDF Membrane (0.45 μm) (8.5x6 cm)	10 張	2,500	<b>1,800</b>
			20 張	4,250	<b>3,000</b>
	BSP0161	Pall, PVDF轉漬膜，孔徑0.2 μm	26cm x 3.3M	7,000	-
	66485	Pall, NC轉漬膜，孔徑0.2 μm	30cm x 3 M	6,900	-
BMP30-300	Biomate, PVDF轉漬膜，孔徑0.45 μm	30cm x 3M	6,900	-	
轉漬用濾紙 (Blotting Paper)	FT-2-527-460570N	Sartorius, Blotting Paper，46x57 cm, 0.34 mm	100 sheet	8,900	-
	FT-2-521-580580	Sartorius, Blotting Paper，58x58 cm, 1.3 mm	25 sheet	10,000	-
底片 (X-Ray Film)	Super RX-N	FUJIFILM 富士底片	8*10 inches ,100張	2,800	-


# 蛋白質純化 Resin & Magnetic Beads



## Resin

[吸附力較強 & 產物零損失]


純化效果完勝 G 牌



## Magnetic Beads

[選擇磁珠，操作方便更快速]

吸附速度效果完勝 B 牌



GenScript MagBeads MX  
吸附速度更快

## AmMag 系列商品



買2罐就送  
2 ml 磁座



買4罐就送  
15或50 ml  
磁座(二選一)

## Resin 產品列表

純化標的	貨號	品名	純化效率 (/mL)	包裝	售價	優惠價	
抗體	Antibody	L00210	Protein A Resin	>20 mg human IgG	5 mL	5,900	4,130
		L00464-5	Protein A Resin FF	> 40 mg human IgG	5 mL	23,200	16,240
		L00209	Protein G Resin	>20 mg sheep IgG	5 mL	7,700	5,390
		L00664-5	Protein G Resin FF	≥ 20 mg human IgG	5 mL	24,800	17,360
		L00239	Protein L Resin	>15 mg rabbit IgG	2.5 mL	8,700	6,090
	Alkaline Stable Antibody	L00433-25	Monofinity A Resin	>30 mg human IgG	25 mL	100,000	70,000
		L00433-11	Monofinity A Resin Prepacked Column	>30 mg human IgG	1mL	10,100	7,070
	Antibody (Pre-packed Column)	L00433-51	Protein A Resin FF Prepacked Column	> 40 mg human IgG	5 mL	29,700	20,790
		L00680-12	Protein A Resin FF Prepacked Column	> 40 mg human IgG	2mL	15,000	10,500
		L00680-51	Protein A Resin FF Prepacked Column	> 40 mg human IgG	5 mL	27,700	19,390
L00681-12		Protein G Resin FF Prepacked Column	≥ 20 mg human IgG	2mL	24,500	17,150	
L00681-51		Protein G Resin FF Prepacked Column	≥ 20 mg human IgG	5 mL	45,300	31,710	
L00223-10		High Affinity Ni-charged Resin	45-60 mg (27 kD)	10 mL	4,800	3,360	
Tagged 蛋白	His tag	L00223-25	High Affinity Ni-charged Resin	45-60 mg (27 kD)	25 mL	10,000	7,000
		L00465-5	Ni Resin FF	>40 mg	5 mL	3,000	2,100
		L00465-25	Ni Resin FF	>40 mg	25 mL	12,500	8,750
		L00666-5	High Affinity Ni-Charged Resin FF	>45 mg	5mL	3,700	2,590
		L00666-25	High Affinity Ni-Charged Resin FF	>45 mg	25 mL	15,100	10,570
	His tag (Pre-packed Column)	L00683-12	High Affinity Ni-Charged Resin FF Pre-packed Column	>45 mg	2 mL	3,900	2,730
		L00683-51	High Affinity Ni-Charged Resin FF Pre-packed Column	>45 mg	5 mL	6,700	4,690
		L00684-12	Ni-IDA Resin FF Pre-packed Column	>40 mg	2 mL	2,700	1,890
	GST tag (Expression & purification)	L00684-51	Ni-IDA Resin FF Pre-packed Column	>40 mg	5 mL	5,700	3,990
		L00206	Glutathione Resin	35-45 mg (26kD)	10 mL	5,900	4,130
DYKDDDDK tag	L00207	GST Fusion Protein Purification Kit		1 kit	8,300	5,810	
	L00432-1	Anti-DYKDDDDK G1 Affinity Resin	~1 mg DYKDDDDK-protein	5 mL	16,800	11,760	
其他	L00432-5	Anti-DYKDDDDK G1 Affinity Resin	~1 mg DYKDDDDK-protein	10 mL	39,500	27,650	
	L00353	Streptavidin Resin	120 nmol D-Biotin	5 mL	8,300	5,810	
	L00403	High-Affinity Iodoacetyl Resin	1 mg sulfhydryl-containing peptides	10 mL	9,000	6,300	
免疫沉澱	Immuno-precipitation	L00404	High-Affinity Antibody Purification Kit		1 kit	8,300	5,810
		L00425	Anti-DYKDDDDK IP Resin	~1mg	1 mL	11,900	8,330

## Magnetic Beads 產品列表


純化標目標	貨號	品名	純化效率 (/mL)	包裝	定價	優惠價	
抗體	Antibody	L00273	Protein A MagBeads	>10 mg rabbit IgG	4 mL	5,300	3,710
		L00672-4	Protein A MagBeads MX	>30 mg human IgG	4 mL	27,400	19,180
		L00274	Protein G MagBeads	> 10 mg goat IgG	2 mL	7,500	5,250
		L00673-4	Protein G MagBeads MX	> 25 mg human IgG	4 mL	28,800	20,160
		L00277	Protein A/G MagBeads	> 10 mg goat IgG	2 mL	8,900	6,230
Tagged 蛋白	His tag	L00295	Ni-charged MagBeads	5 - 20 mg (27kD)	8 mL	5,900	4,130
		L00327	Glutathione MagBeads	20 - 30 mg GST	8 mL	6,500	4,550
		L00835-1	FLAG tag	1.5 mg tagged protein	1 mL	22,100	15,470
其他	Biotinylated	L00424	Streptavidin MagBeads	> 60 nmol free biotin	2 mL	9,900	6,930

與國際知名藥廠 Amgen 合作開發 新一代純化專用磁珠


AmMag™ Protein A Magnetic Beads

獨家耐鹼設計，效率不打折


- Unique Alkaline-resistant ligand
- Fast magnetic response



Reusability and Alkaline resistance



結合能力強，完勝 G 牌



貨號	產品	效率 (/mL beads)	包裝	售價	優惠價
L00695	AmMag Protein A Magnetic Beads	>40 mg human IgG	4 mL	35,400	24,780
L00776-4	AmMag Ni Magnetic Beads	>10 mg 6xHis-tagged protein	4 mL	29,500	20,650



# 蛋白質濃縮管

特殊超濾薄膜科技----僅需離心即能輕鬆分離核酸或蛋白質...等生物樣品



- ✓ 多元樣品處理量：50 uL->60 mL · 滿足不同實驗需求
- ✓ 流失量低：保證回收率>90% · 珍貴樣品最適合
- ✓ 專一性高：超濾薄膜吸附專一不亂黏 · 濃縮&純化雙效合一



Microsep Advance Centrifugal Device/ 最大樣品處理量：5 mL

貨號	品名	MWCO	包裝	售價
MCP003C41	Microsep Advance 濃縮離心管, Omega濾膜	3K, gray	24/pkg	3,000
MCP003C46		3K, gray	100/pkg	12,300
MCP010C41		10K, blue	24/pkg	3,000
MCP010C46		10K, blue	100/pkg	12,300
MCP030C41		30K, red	24/pkg	3,000
MCP030C46		30K, red	100/pkg	12,300

Macrosep Advance Centrifugal Device/ 最大樣品處理量：20 mL

貨號	品名	MWCO	包裝	售價
MAP003C37	Macrosep Advance 濃縮離心管, Omega濾膜	3K, gray	24/pkg	6,450
MAP003C38		3K, gray	100/pkg	24,750
MAP010C37		10K, blue	24/pkg	6,450
MAP010C38		10K, blue	100/pkg	24,750
MAP030C37		30K, red	24/pkg	6,450
MAP030C38		30K, red	100/pkg	24,750
MAP100C37		100K, clear	24/pkg	6,450
MAP100C38		100K, clear	100/pkg	24,750




## Protease & Phosphatase inhibitor



### Protease Inhibitor Cocktail

品質更好、價格更便宜！

內容物	MCE	M牌
AEBSF	104 mM	100 mM
Aprotinin	80 uM	80 uM
Bestatin	5 mM	5 mM
E-64	1.5 mM	1.5 mM
Leupeptin	2 mM	2 mM
Pepstatin A	1.5 mM	1 mM



貨號	品名	包裝	售價
HY-K0010P-1	Protease Inhibitor Cocktail	1 Vials	900
HY-K0010P-10	(EDTA-Free, 100X in DMSO)	10 Vials	7,000

### Phosphatase Inhibitor Cocktail

效果更好、價格更便宜！

1. Cocktail I 和 II 分開溶解，不會出現R牌令人詬病的難溶殘渣，也沒有多餘的賦形劑添加，更加適用所有實驗！
2. 價格上 (Cocktail I + Cocktail II)x2= R牌

品名	內容物	包裝	售價
<b>Cocktail I,</b> 100X in DMSO (HY-K0021)	· (-)-p-Bromotetramisole oxalate · Cantharidin · Microcystin LR, Microcystis aeruginosa	1 mL	1,700
<b>Cocktail II,</b> 100X in ddH2O (HY-K0022)	· Sodium Fluoride · Sodium Orthovanadate · Sodium Tartrate Dihydrate · Sodium Molybdate · Imidazole	1 mL	1,300

# Genscript 高活性重組蛋白

活動滿5千送10X PBS Buffer 1L(#IB3011) 一罐

## ■ 應用：

用於細胞活性分析、細胞培養和免疫分析

## ■ 優點：


1. 高純度
2. 高穩定度
3. 高批次一致性
4. 生物活性經過檢測確認
5. 低內毒素 (<0.2EU/ug)

## ■ 產品分類

- ✓ Cytokines
- ✓ Chemokines
- ✓ Neurotrophins
- ✓ Virus Antigens
- ✓ Growth Factors
- ✓ Hormones
- ✓ Enzymes and Inhibitors
- ✓ CRISPR/Cas-9-related Proteins


所有產品  
7折!

### 高穩定度



GM-CSF Human (#Z02695) 促使 TF-1 細胞生長，GM-CSF 於室溫擺放一個月後，和標準品具有相同的活性。

### 高生物活性



FGF-basic Human (154 aa) (#Z03116) 促使 Balb/3T3 細胞生長，Genscript 活性大於他牌。



GenScript 亦提供多肽目錄產品，  
直接訂購最方便

所有產品 75折!


#### ■ 多肽熱賣款

貨號	品名	包裝	售價	優惠價
RP10860	Arg-Gly-Asp-Cys	5mg	1,500	1,125
RP10586-1	DYKDDDDK Peptide	1mg	2,100	1,575
RP19986	Flagelin22	0.5mg	4,200	3,150
RP17323	Melanotan (MT)-II	5mg	4,900	3,675
RP10245	Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Peptide (35-55), mouse, rat	1mg	8,500	6,375
RP10611	OVA Peptide (257-264)	1mg	3,700	2,775
RP10610-1	OVA Peptide (323-339)	1mg	6,200	4,650
RP01001	Parathyroid Hormone (PTH) (1-34), Human	0.5mg	4,800	3,600
RP01002	α-Factor Mating Pheromone, yeast	10mg	7,200	5,400

#### ■ Beta Amyloid 多肽, 用以研究 Alzheimer's disease


貨號	品名	包裝	售價	優惠價
RP10002-0.5	β-Amyloid (1-28)	0.5mg	4,900	3,675
RP10004-0.5	β-Amyloid (1-40)	0.5mg	6,800	5,100
RP20102	β-amyloid (11-22)	0.5mg	1,700	1,275
RP10008-1	β-Amyloid (25-35)	1mg	3,100	2,325
RP10034-0.5	β-Amyloid (42-1)	0.5mg	17,000	12,750
RP10016-0.5	β-Amyloid (1-40), rat	0.5mg	9,400	7,050
RP10013-0.5	β-Amyloid (1-42), rat	0.5mg	10,500	7,875
RP10017-0.5	β-Amyloid (1-42), human	0.5mg	7,100	5,325
RP11278-0.5	Amylin, human, amide	0.5mg	8,300	6,225

\*另有其他超過400種多肽產品，以及客製化多肽合成服務，歡迎來電詢問!!



# Elabscience重組蛋白

4000 多種多樣化的蛋白質



## ■ 優點:

1. 多樣化: 涵蓋多種標的物、搭配多種標籤(tag)
2. 高品質: 高純度(>95%), 低內毒素(<1.0 EU/μg), 具有活性驗證
3. 嚴格的品管: 標準化操作流程, GMP等級的工廠
4. 多種物種表現系統: E.coli、Yeast、Mammalian Cells, Insect Cells(baculovirus)
5. 技術支援: 完整的售前與售後技術服務


全面  
65折!

## ■ 產品分類

cytokines, growth factors, immune checkpoint proteins, CD antigen, FC Receptor, enzymes, hormone, etc.

## 活性蛋白

Elabscience® 提供 1000 多種不同的活性蛋白質, 並使用多種檢測重組蛋白生物活性的生物測定方法, 包括增殖測定、細胞因子誘導測定、趨化性測定、細胞增殖測定、酶測定、功能性 ELISA 等。驗證過生物活性的重組蛋白可用於細胞培養、藥物靶點研究、候選藥物、結構研究、蛋白質-蛋白質相互作用研究等眾多研究領域。



## 細胞因子

Elabscience® 提供的細胞因子具有出色的批次間一致性、卓越的活性和顯著低的內毒素水平, 包括趨化因子、干擾素 (IFN)、白細胞介素和腫瘤壞死因子 (TNF)、Cylony 刺激因子 (CSF)、生長因子和其他細胞因子相關蛋白。

Human EGF Protein (Active)

Human bFGF Protein (Active)

Human GM-CSF Protein (Active)

Human IL-6 Protein (Active)

Human IL-4 Protein (Active)

Human TNF-alpha Protein(Active)

Mouse bFGF Protein (Active)

Human VEGF165 Protein (Active)

Mouse IL-2 Protein (Active)

Human IL-1 beta Protein (Active)

Mouse TGF-beta 1 Protein(Active)

Human IL-10 Protein (Active)

# OmicsBio 實驗用 Buffer

Omics Bio

貨號	品名	包裝	售價	優惠方案
IB3012	10X Phosphate Buffered Saline Buffer, pH7.4 (10X PBS Buffer)	5 L	2,100	同品項 買一送一
IB3052	10X Tris Buffered Saline Buffer, pH7.6 (10X TBS Buffer)		2,100	
IB3322	10X Tris Glycine Buffer (10X TG Buffer)		2,100	
IB3352	10X Western Transfer Buffer		2,100	
IB3372	10X Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X TGS Buffer)		2,100	
IB3011	10X Phosphate Buffered Saline Buffer, pH7.4 (10X PBS Buffer)	1 L	700	同價位買三送一
IB3051	10X Tris Buffered Saline Buffer, pH7.6 (10X TBS Buffer)	1 L	700	
IB3111	0.5M EDTA, pH8.0	1 L	1,600	
IB3321	10X Tris Glycine Buffer (10X TG Buffer)	1 L	700	
IB3351	10X Western Transfer Buffer		700	
IB3371	10X Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X TGS Buffer)		700	
IB3541	0.5M Tris-HCl, pH6.8	1 L	1,600	
IB3551	1M Tris-HCl, pH6.8		1,600	
IB3531	1.5M Tris-HCl, pH8.8		1,600	
IB3601	4X Resolving Gel Buffer	1 L	1,600	
IB3611	4x Stacking Gel Buffer		1,600	
IB3801	20X Saline-sodium citrate Buffer, pH7.0 (20x SSC Buffer)	1 L	1,050	
IB3802	20X Saline-sodium citrate Buffer, pH7.0 (20x SSC Buffer)	5 L	3,150	
IB3211	50X TAE Buffer	1 L	1,600	
IB3251	10X TBE Buffer		1,050	

## WB實驗室必備基本款

T-Pro  
Biotechnology

Bi

VIOPENE  
www.viopen.com

貨號	品名	包裝	售價
MB0338	b-MerCaptoethanol (2-Me)	100 ml	744
DB0058	DTT (Cleland's reagent)	5 g / 25 g	2,480 / 9,920
CB0038	Coomassie brilliant blue G-250	25 g	1,798
AB0072	Ammonium persulfate (APS)	25 g	682
TB0508	TEMED (TMEDA, 1, 2-Bis(dimethylamino)ethane)	25/100ml	744 / 2,480
AD0023	Albumin, heat shock isolation pH 7.0	100 g	6,820
RL0250	RBC Lysis Buffer (RL Buffer)	250 ml	700

### Sample buffer

產品名稱	包裝	貨號	售價
4X LDS Sample Buffer	10 mL	M00676-10	1,800*
T-Pro Laemmli (SDS sample) Reagent (reducing 4X)	10 mL	JB06-F002	1,800*
T-Pro Laemmli (SDS sample)	10 mL	JB06-F003	1,800*
5X Reagent (non-reducing 4X) 5X Sample Buffer	5 mL	MB01015	1,500
6X Protein Loading Buffer (2ME)	10 mL	OBP215	1,900*

\* 買一送一

### RIPA buffer

產品名稱	包裝	貨號	售價
2xRIPA Buffer I (pH 7.4) 2xconcentrate	500 ml	RB4475	1,550
2xRIPA Buffer II (pH 8.0) 2xconcentrate	500 ml	RB4476	1,550
2xRIPA Buffer III with EDTA and EGTA (pH 7.4) 2xconcentrate	500 ml	RB4477	1,550
5xRIPA Buffer IV with Triton-X-100 (pH 7.4) 5xconcentrate	500 ml	RB4478	1,550