



盟基精選 實驗室必備儀器

年終實驗儀器汰舊換新好時機
助您實驗如虎添翼
~DATA GET SO EASY~



■ 水平電泳槽+藍光觀察+電源供應器

MS major science
Innovative Life Sciences Tools

提供最完整的核酸電泳後盾

1. 少量的 Agarose 及 buffer 需求
2. 多通道 pipette 適用
3. 一體成型製膠台，可一次製作三片膠
4. 抗高溫 130 °C
5. 掌上型藍光燈箱可放於電泳槽下方，隨跑隨觀察



■ 8爪 & 12爪電動微量分注器

DKSH

實驗室必備，分生 & 蛋白 & 細胞實驗最佳幫手

1. 輕巧設計完美平衡，使用上毫不費力
2. 充電時也可使用，不用擔心電量問題
3. 自動吸吐，操作最方便
4. 高精準度，低誤差
5. 內建多種程式，適合分生 & 蛋白質 & 細胞等各種實驗



Model	Volume Range (μl)	Systematic error (μl)	Random error (μl)
Multi 8x10 μl Multi 12x10 μl	0.5 - 10 μl	±0.04-1.11	≤0.022-0.066
Multi 8x20 μl Multi 12x20 μl	1-20 μl	±0.09-0.28	≤0.055-0.132
Multi 8x300 μl Multi 12x300 μl	10-300 μl	±1.10-2.64	≤0.20-0.50

Code:2021Q309-9

Omics Bio
盟基生物科技

Web: www.omicsbio.com.tw
Mail: info@omicsbio.com
免付費電話: 0800-222-082

台北總公司
T : 02-8698-2268
F : 02-8698-2228

高雄分公司
T : 07-223-6080
F : 07-223-8205



■ 全系列低蒸發率液態氮桶



1. 高強度鋁合金結構
2. 多層真空絕熱設計
3. 可選鎖蓋用於保護所儲存的生物樣品
4. 超低蒸發率，讓您樣品保存可以長長久久
5. 從1L到50L，滿足你所有儲存容量的需求



Model	Unit	YDS-47-127	YDS-65-216	YDS-120-216	YDS-175-216
capacity	L	47.0	65.0	121.0	175.0
Empty Weight	kg	19.0	27.5	43.0	54.5
Neck Diameter	mm	127	216	216	216
Outer Diameter	mm	500	573	573	676
Height	mm	675	710	1000	1040
Stattic Evaporation Loss	L/d	0.33	0.79	0.87	0.87
Static Hold Times	d	142	82	139	202
Numbers of Rack	ea	7	5	5	7
Measurement of Rack	mm	82 x 84	142 x 144	142 x 144	142 x 144
Measurement of Box	mm	76 x 76	134 x 134	134 x 134	134 x 134
Numbers of Vials	ea	875	2025	4050	5670

■ BRADY BMP51 手持式標籤機



1. 大型顯示螢幕，讓您看得清清楚楚
2. 簡易使用的操作方式，快速學會立即上手
3. 極快的列印速度，再多的標籤快速搞定!!!
4. 防呆墨水夾設計，一秒換好墨水夾及標籤紙
5. 搭配抗凍標籤紙B-492，讓您方便凍存各種樣品



■ CoolCell 細胞漸凍盒



1. 徑向對稱設計確保所有凍管皆保持一致的降溫速率
2. 與傳統洞盒相比，無需購買異丙醇，亦不需處理其廢液
3. 即便在冷凍情況下，也能輕易打開上蓋
4. 移出-80 °C冷凍櫃後，只需5分鐘回溫即可再度使用

■ 防水抗凍紙盒

1. 盒蓋盒身翻蓋式一體設計
2. 內外覆膜設計，可以防水防凍
3. 編號標籤設計，解決定位問題
4. 六彩顏色任君挑選



防水抗凍紙盒



CoolCell 細胞漸凍盒

■ 單孔/八爪 液體吸引器

- Q:** 你有大量的樣品要抽取上清液,用pipette吸到大拇指很痠?
Q: 實驗室空間很小,需要suction卻擺不下整顆馬達加大玻璃瓶嗎?
Q: 不喜歡傳統suction馬達巨大的聲音跟震動嗎?
A: 如果你有以上困擾,單孔/八爪液體吸引器完全符合你的需求!

可用單孔或八孔接頭,不管樣品再多都不怕!
 只有1.7kg,輕巧不佔空間!
 (WxDxH=160x210x340 mm)
 快速吸取不要的上清液/廢液/培養液!



型號: FTA-1

■ 多功能試管旋轉混合器

1. 旋轉速度:1-100rpm;尺寸:195 x 155 mm;重量:1.8 kg
2. 可放入Cool room或incubator都不是問題 (4-40 °C)!
3. 多種旋轉模式,顛覆以往摩天輪! (1) 單一方向直立360度旋轉、(2) 往復直立旋轉、(3) 震盪式
4. 還可設定旋轉角度,人性化設計! Vertical rotation: 1-90°C; Reciprocal rotation: 0-5 °C
5. 最大乘載重:0.5 kg
6. 計時設定:1min-24hrs 或 連續式操作
7. 還可更換旋轉平台,依照您的需求調整!



型號: Multi Bio RS-24

平台型號	PRS-5/12 (選配)	PRS-10 (選配)	PRSC-22 (選配)	PRSC-10 (選配)	PRS-1DP (選配)
容量	5 x 50ml + 12 x 1.5-15ml tube	10 x 50ml tube	22 x 15ml tube	10 x 50ml tube	Microplate
圖示					


■ 膠體影像系統

Cleaver Scientific一系列膠體影像系統,適用傳統核酸及蛋白膠體染色影像紀錄。依據燈箱(源)、相機規格不同,提供您多樣性的選擇組合。全系列搭配專業genePIX影像擷取軟體與geneQUANT影像分析軟體。



gelLITE-入門款

- ✓ 5百萬像素相機 (16 bit image depth)
- ✓ 相容核酸和蛋白質染色劑
- ✓ 可選藍色和白色光轉換器



gelONE-全能款

- ✓ 內建觸碰螢幕
- ✓ 整合相機、燈箱、微電腦於一機



gelPRO-專業款

- ✓ 升級高靈敏度鏡頭,可擷取化學發光影像
- ✓ 暗房空間最大可相容25*30cm膠體
- ✓ 馬達驅動輕鬆更換濾片

■ 恆溫振盪器 Thermo shaker

1. 可設定溫度：4-100 °C / 25-60°C (0.1 °C增減)
2. 旋轉直徑：2mm
3. 轉速設定：250-1400rpm / 250-1200rpm (10rpm增減)
4. 時間設定：1min-96hrs / 連續式操作
5. 螢幕顯示：LCD，以數字設定與顯示
6. 96孔盤或eppendorf皆可! (Microplate*2/Eppendorf*24)
7. 微量盤最大高度限制：18mm
8. 重量：4.3/ 6.1 kg

bioSan
Medical-Biological
Research & Technologies



Eppendorf *24 (型號: TS-100C)



96-well plate*2

可同時設定溫度與震盪，真的超方便的啦!
型號: PST-60HL

■ 3D迷你型振盪器 3D, Sunflower Mini shaker


體積小、耐重強、好操作

1. 附平盤震盪盤 (21.5 x 21.5cm)，含止滑橡膠墊
2. 可更換試管用震盪盤 (可容納各式大小試管)
3. 可連續使用超長時間達168小時!
4. 超輕巧機身，只有1.2kg!
5. 最大承載重 1 kg!



使用說明

旋轉速度：5-60 rpm
搖擺角度：7度



微量盤震盪器 Microplate shaker


型號: PSU-2T




使用說明

■ 多功能 Vortex

各種盤面可選擇，
多管樣品一次搞定!



PV-32



PV-6/10



PV-48



型號: V-32